

Caratteristiche Tecniche

Glicole monoetilenico 25%
Glicerina al 98% 15%

Ideale per i trattamenti con apparecchi termonebbiogeni.

Dosaggio

Prima di procedere alla diluizione in **GLICOLE** del prodotto che si intende utilizzare, occorre accertarsi della sua solubilità.

Diluire quindi il prodotto insetticida o disinfettante in **GLICOLE** seguendo scrupolosamente le dosi riportate in etichetta; miscelare fino ad ottenere una soluzione omogenea e procedere al trattamento di termonebulizzazione.



Specifiche Prodotto

Codice	Confezione	Cartone
02667	tanica 5 litri	4 pezzi

Prodotti correlati

Codice	Descrizione Articolo
02665	Termonebbiogeno TS 34
02666	Termonebbiogeno TS 35 AE
02730	Pompa a pressione per soluzioni alcoliche
00696	Electric spray
00958	Professional sprayer
02452 - 02553	ULV pioneer
02278	Longray 2680

Glicole

Diluente a base di glicoli e acqua per la termonebulizzazione di insetticidi e disinfettanti.

Azienda di distribuzione

Vebi Istituito Biochimico s.r.l.
Via Desman 43
35010 Borgoricco (PD), Italia
Tel. (+39) 049 9337111
Fax (+39) 049 5798263
www.vebi.it